

Nova-S

iCare *bi & multipolar RF*

L'Anti-âge Professionnelle - à domicile !



- *La dernière génération de traitement professionnel par ultrasons :
La radiofréquence bi & multipolaire*
- *Un soin Anti-âge performant pour le lissage des rides, la rejuvénation,
le raffermisssement, le drainage...*
- *Un traitement parfaitement Naturel, tout en douceur*
 - *Des résultats visibles rapidement et durables*
 - *Un Design léger et moderne*
 - *Une prise en main facile*

Nova-S iCare

Pour des soins Anti-âge de pointe - à domicile

Que vous soyez:

- une esthéticienne travaillant au domicile des particuliers
- un particulier souhaitant investir durablement et efficacement dans l'entretien de sa peau

l'iCare vous surprendra :

par son volume réduit d'encombrement
par son éventail de soins Anti-âge complets - de dernière génération !

Un appareil léger et performant !

**Une fréquence d'ultrason optimisé à 5MHz (Radiofréquence)
une puissance de sortie de 90W,
un poids de 5KG**

Il rejoint par ses résultats le niveau de compétence des appareils professionnels, **adapté à un usage individuel**. Il est de ce fait, le partenaire idéal d'une prestation esthétique à domicile.

Il suffira de 3 à 10 minutes de soins bi-hebdomadaires pour obtenir des résultats visibles dès les premières séances.

Les processus de régénération cellulaire engendrés – parfaitement naturels - entretenus par des séances de soin régulières, vous assurent des effets continus et durables.

Des soins Anti-âge complets

Avec l'iCare, vous allez pouvoir traiter :

- Le comblement des rides, des ridules et des sillons : rides du front, rides du Lion, sillons nasogénien, ridules des pattes d'oies, du décolleté... **pour une peau plus lisse et plus jeune naturellement !**
- La rejuvénation globale de la peau : rajeunissement de l'épiderme par activation du métabolisme et régénération cellulaire globale... **pour un éclaircissement du teint et de la fraîcheur de la peau sur du long terme !**
- Le raffermissement : effets tenseurs sur la poitrine, le ventre, les cuisses, le fessier... **pour contrer le relâchement après un amincissement ou dû à l'effet du temps.**
- Le drainage : activation de la circulation lymphatique profonde et de la circulation sanguine **pour une meilleure régénération des tissus et élimination (effet minceur activé).**

La RadioFréquence c'est quoi ?

Ce sont des ultrasons émis à haute fréquence (entre 1 et 10Mhz) **diffusés uniquement sur la couche de l'épiderme entre 1 et 3 mm, par les sondes Bipolaires (Visage) et Multipolaire (Corps)**.

Ces ultrasons engendrent de la chaleur jusqu'à + 42°C sous l'épiderme. Il se déclenche alors une **activation du métabolisme local** propre à enclencher des réactions bénéfiques et vertueuses, totalement NATURELLES dont :

- la production de collagène et d'élastine qui va engendrer le comblement des rides et le raffermisssement de la peau;
- une régénération cellulaire qui aura pour conséquence une rejuvénation globale des tissus de l'épiderme
- l'activation de la circulation lymphatique qui va favoriser une meilleure élimination et tendre à purifier les tissus locaux (drainage en profondeur);
- des effets thermique multiples dont la fonte des cellules graisseuses (minceur)

Une technique parfaitement sûr, indolore et naturelle

La RadioFréquences est une technique extrêmement sûre, **utilisée depuis plus de 10 ans** en médecine et en soins para-médicaux.

Elle ne génère aucune douleur ni aucun effets secondaires particuliers.

Un ressenti de douce chaleur - et éventuellement quelques rougeurs qui disparaîtront rapidement - sont les seuls symptômes apparents.

Les effets engendrés sont parfaitement naturels, **aucun ajout de cosmétiques n'étant nécessaire** (à l'exception du gel à ultrason servant à propager les ondes au travers de l'épiderme – produit neutre composé exclusivement d'une solution aqueuse, étalé sur la peau)

Contres indications classiques : Femme enceinte - Maladie cardiaque – Pace Maker – Cancer - Lésions de peau...

Une prise en main rapide

L'ergonomie de l'interface écran par sélection tactile et la simplicité de traitements facilitent une prise en main qui ne demande aucune expérience particulière.




Des sondes parfaitement adaptées

La différente taille des sondes permet **des applications précises sur le visage ou le contour des yeux**, autant que sur **des zones plus large du corps**.



Un Mode de traitement simple

1. Appliquer le gel à ultrason sur la zone à traiter
2. Choisir le programme souhaité : contour des yeux - visage – corps
3. Sélectionner la sonde correspondante : bipolaire yeux - bipolaire visage - multipolaire corps
4. Traiter la zone ciblée en suivant le protocole indiqué, en choisissant une intensité de RF maximale



5. Arrêter le soin après 3 à 8 minutes d'application, suivant la zone.
6. Traiter une nouvelle zone - ou renouveler l'opération en attendant 4 à 7 jours en fonction du ressenti de votre peau.

Nova-S iCare

*La performance professionnelle à domicile,
pour des soins Anti-âge de pointe*

- en prévention - dès l'apparition des 1ères rides
- en réparation - pour un renouveau éclatant.

Avec la **Nova-S** iCare

la RadioFréquence fait des merveilles

naturellement
et
intensément

Caractéristiques techniques :

Fréquence RF	5 Mhz		
Puissance	5 - 90W	RF Intensité	1 à 10
Sondes	RF Bipolaires contours des yeux RF Bipolaire visage RF Multipolaire corps		
Voltage	200V-240V	50-60 MHZ	
Pack Dimension	40 x 31 x 36 cm	Poids	5 Kg

Garantie 1 an

Nova-S
iCare *bi & multipolar RF*

Distributeur exclusif
www.nova-s.fr